


## VALORACIÓN TÉCNICA (25 ptos)

### Lote 1. EQUIPO ONDAS DE CHOQUE

- ✗ Cabezal de aplicación ergonómico de peso reducido hasta 4 puntos
- ✗ Profundidad del foco terapéutico variable y seleccionable por el usuario desde el cabezal de aplicación, sin necesidad de cambios de cabezales o separadores-geles intermedios para ajuste de la profundidad hasta 4 puntos
- ✗ Energía efectiva en foco mínima requerida: 21 mJ. hasta 4 puntos
- ✗ Aplicador sin limitación de disparos que solo se tenga que cambiar en caso de fallo funcional (garantía mínima de 3 millones de disparos) hasta 4 puntos.
- ✗ Visualización en panel de control de la energía eficaz acumulada (mJ) durante el tratamiento hasta 2 puntos
- ✗ Tamaño del foco lateral mínimo requerido: 10 mm hasta 2 puntos
- ✗ Frecuencia seleccionable por el usuario. Mínima requerida: 15 Hz hasta 2 puntos.
- ✗ Debe incluir la opción de autorregulación de la frecuencia según el nivel de energía seleccionado por el usuario hasta 2 puntos
- ✗ Equipo compacto fácil de transportar que incluya carro de transporte hasta 1 punto

Murcia, 25 de julio de 2018

Médico Adjunto del Servicio de Rehabilitación

  
Rosa María López Lozano

## VALORACIÓN TÉCNICA (25 ptos)

### Lote 2. ECÓGRAFO B-PAQUÍMETRO-BIÓMETRO integrado

Puntuación hasta 25 puntos.

Características técnicas: 21 puntos

Conectividad y ergonomía: 2 puntos

Portabilidad y tamaño: 2 puntos

Características técnicas: Hasta 21 puntos

- ✘ Dispositivo integrado con las siguientes funcionalidades: Ecógrafo B con sonda 15 MHz, Ángulo de exploración 50° con resolución axial 115 micras y lateral de 400 micra (Ganancia ajustable 20 to 110 dB) + Sonda biometría de 11 MHz (eco A) con cálculos de lentes SRK-T, SRK 2, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS y postcirugía refractiva. Cálculo simultáneo de al menos 4 LIOs + Sonda paquimetría de contacto (mediciones entre 200 y 999 micras). Con mediciones entre 1 y 10 tomas y posibilidad de medición puntual central o mapa cartográfico (Hasta 20 puntos).
  
- ✘ Al menos 6 métodos para correcciones queratométricas: History derived, refraction derived, contact lens method, Rosa regression, Shammas regression, Double K/SRK-T (Dr. Aramberri's formula) y tablas de corrección PIO según grosor corneal (Ehlers + Doughty + Dresdner) (Hasta 1 punto)

## VALORACIÓN TÉCNICA (25 ptos)

### Lote 2. ECÓGRAFO B-PAQUÍMETRO-BIÓMETRO integrado

#### Portabilidad: Hasta 2 puntos

- ✘ Portátil (para valoración de pacientes encamados en planta, si preciso) (Hasta 1 punto).
- ✘ Tamaño pequeño para su adecuada ubicación en el servicio. (Hasta 1 punto).

#### Conectividad y ergonomía: Hasta 2 puntos

- ✘ Software de conectividad DICOM y compatible EMR (almacenamiento - lista de trabajo) (Hasta 1 punto).
- ✘ Pantalla táctil (Hasta 0,5 puntos)
- ✘ Almacenamiento y Exportación de videos y fotos (Hasta 0,5 puntos)

Jefe de Servicio de Oftalmología



José Javier García Medina